



System TheraTogs na całe ciało jest przeznaczony dla dzieci i dorosłych z syndromem zaburzeń neuromotorycznych.

System jest dostępny we wszystkich rozmiarach i jest ukierunkowany na wspomaganie problemów dotyczących neuromotoryki, postawy, zdolności poruszania się i równowagi.

System owija tułów i kończyny, co pozwala terapeutce zamocować taśmy, które mogą poprawić wyrównanie postawy, zwiększyć stabilizację tułowia oraz pomagać w korekcji kończyn. Wszystko to może dawać jeszcze lepsze rozwiązania dla funkcjonalnych ustawień ciała i wpływać na pojawienie się ruchu w częściach od proksymalnych do najbardziej wysuniętych: rąk i stóp.

Wygodna, wyściełana pianką, ?oddychająca? kamizelka daje delikatny ucisk na tułów, aby zwiększyć dopływ bodźców i dotykową świadomość ciała (zwiększone czucie głębokie).

Podobnie wygodne spodenki zapewniają większą świadomość bioder i ud. Służą jako kotwica dla zabezpieczenia kamizelki i do mocowania taśm.

Zalecenia

Zastosowanie

Kifoza gętki albo (łagodna) **Poprawia kręgosłup i zdolności oddechowej**

Lordoza gętki/nadmierne **Poprawia postawę i miednicę**

Trudność w utrzymaniu **Redukuje ból i napięcie mięśni, zwiększa świadomość ciała**

Postawa lub chód **Zwiększa podstawę podparcia, pomaga odwodzić biodra**

Utrata równowagi związana z wiotkością mięśni i/lub biodra

Problemy z kontrolą stawów kończyn

Redukuje czynnościowy stopień swobody; pomaga we właściwym leczeniu zaniku mięśni

Kończyna dolna ustawiona w pozycji neutralnej, chód rozwiany związany z wyrównaniem lub korektą

Powrót do zdrowia po operacji stawu biodrowego, biopięta, ból ścięgna Achillesa

ZAWARTOŚĆ SYSTEMU

- Kamizelka podzielona na przednie i tylne segmenty dla łatwiejszego ubierania, siedzenia i leżenia w pozycji na wznak.
- Spodenki (rozmiary dziecięce zawierają drugie spodenki do użycia kiedy pierwsze się zabrudzą).
- Mankiety na kończyny w dwóch rozmiarach.
- Zestaw elastycznych taśm o różnym kształcie i sztywności.
- Dodatkowe zaczepy/klapy haczykowe.
- **Jeden dwustronny rzep Velcro**; użyj tego materiału, który służy jako miejsca mocowań, aby zastąpić zaczepy/klapy.
- DVD z ilustrowanymi instrukcjami.

Autoryzowanym przedstawicielem Thera Togs w Polsce jest www.reh-rad.pl